



Hinweise zur Einsendung von klinischen Materialien und Bakterienstämmen

Probenmaterial für PCR- und Kultur-Diagnostik

Der Transport aller Materialien erfolgt bei Raumtemperatur. Bitte beachten Sie, dass klinische Proben ein „Biologischer Stoff, Kategorie B“ (UN 3373) sind. Die entsprechende Verpackungsanweisung P650 (IATA) muss beachtet werden.

Probenmaterial für Antikörperdiagnostik

Es besteht die Möglichkeit eines Versandes von Serum/EDTA-Blut als freigestellte medizinische Probe, wenn davon auszugehen ist, dass die Probe nur mit äußerst geringer Wahrscheinlichkeit Infektionserreger enthält. Die entsprechende Verpackungsanweisung P650 (IATA) muss beachtet werden.

Kulturmaterial von Bakterienstämmen

Frisches Kulturmaterial unmittelbar vor dem Versand in Transportmedien einbringen.

Der Transport der Kulturen erfolgt bei Raumtemperatur. Alternativ ist der Versand von eingefrorenen Kulturen mit entsprechender Kühlung möglich. Bitte beachten Sie, dass die Bakterienstämmen ein „Biologischer Stoff, Kategorie B“ (UN 3373) sind. Die entsprechende Verpackungsanweisung P650 (IATA) muss beachtet werden.

ADRESSE

RKI-Konsiliarlabor für Bordetellen

D&F Institut für Hygiene, Mikrobiologie und Umweltmedizin

Neue Stiftingtalstrasse 6, Bauteil B, 3.OG

Probenannahme

8010 Graz

Österreich